

# 智能针灸设备使用说明

## —— 坐垫

### 设备内容

- 1 个电源适配器
- 1 个带控制器的坐垫

#### A. 控制器（连接在坐垫上）示意图



序号	名称
①	电源开/关按钮
②	降低强度
③	增加强度
④	减少时间（可选 180、60、30 分钟）
⑤	增加时间（可选 30、60、180 分钟）
⑥	强度指示
⑦	定时指示

# 智能针灸设备使用说明

## —— 坐垫

### B. 坐垫示意图



序号	名称
⑧	电源接口 (连接到随附的电源适配器)
⑨	控制器 (连接在坐垫上)
⑩	商标
⑪	前
⑫	后

# 智能针灸设备使用说明

## —— 坐垫

### 使用说明

#### 1. 开机和关机

- 将电源接口⑧连接到随附的电源适配器。
- 插上电源。
- 电源插上后坐垫将自动开机。强度指示⑥和定时指示⑦将会亮。
- 按电源开/关按钮①关机。
- 如果坐垫处于关机状态，请长按电源开/关按钮①开机。

#### 2. 强度

使用时，根据自己的喜好调整强度级别，按降低强度按钮②来降低强度，按增加强度按钮③来增加强度，检查强度指示⑥以查看所选级别。为了获得最佳效果，建议将强度设置在第5级或第6级。

#### 3. 定时

按定时可选择每次体检的时间。有三种时间长度可供选择：30分钟、60分钟和180分钟。按减少时间按钮④来减少时间，按增加时间按钮⑤增加时间，检查定时指示⑦以查看所选时间长度。

#### 4. 多个坐垫

当您在体检中使用多个坐垫时，我们建议使用带有电源开/关的多插座电源板，最好是带有电涌保护。将所有坐垫插入同一电源板，打开和关闭电源板可同一时间打开和关闭所有坐垫。这样可以同步所有设备为共振以获得最佳效果。

- 在电源板关闭状态，将每个坐垫插入同一电源板。
- 将每个坐垫放在所需的位置。
- 打开电源板，以使使用同一电源板的所有坐垫同时开机。
- 调整强度②③。
- 调整时间④⑤。
- 使用完后，关闭电源板，以使所有坐垫同时关机。

#### 5. 如何使用

- 正确放置坐垫：带有商标⑩的面朝上。
- 坐：注意坐垫指示的前后方向，确保朝前面的方向坐下。
- 躺：将三个坐垫平放在床上。建议将所有坐垫插入带有开/关的多插座电源板。使用这三个坐垫时，建议同时使用一个智能针灸护垫，并且也插入同一电源板，四台设备同时使用效果更好。