


美国发明专利

睡眠质量解决方案!

超5亿人有睡眠障碍!

3月19日上午,中国睡眠大数据中心在北京正式成立,成立现场,中国睡眠大数据中心发布的《中国睡眠大数据报告》也首次亮相,该报告呈现出截



说明

至目前最完整最全面的国人整体睡眠现状,被誉为睡眠行业未来发展的风向标,给企业发展乃至产业未来都指明了发展方向。

《报告》显示“中国成年人失眠发生率高达38.2%、“5.1亿中国人存在睡眠障碍”……当

下国人的睡眠问题已成社会问题,中国睡眠大数据中心健康睡眠解决方案。

睡眠障碍防治主要是怎么疏通你全身的血液循环 最重要的就是四肢的微循环怎么能疏通，疏通微循环的问题，目前在传统医学是没有解决方法的。

因为目前的医学还是建立在解剖学之上细胞的研究，目前研究细胞还是处在分子结构上的研究，微循环是任何分子结构研发出来的药物无法解决的问题。

国际美国太乙医学学院高科技专利项目，是在分子结构之下，原子、离子结构中的超低频音波，它可以促进促进微循环的血液循环，分子结构式解决不了的微循环，他必须在分子结构之下，原子甚至离子结构的研究才可以解决的问题。

非侵入康养技术，第一，要主动运动，第二，要被动调理，两者缺一不可。

主动运动运动处方一，太乙能量操，运动处方二，太乙吐纳。（看视频习练）

被动调养是采用国际美国太乙医学学院专利授权技术智能针灸设备。

设备使用方法：

第一步：

打开包装放在座椅上插上电源，然后设备会自动报语音，会启动震动在第三档上，设备振动大小可以调节，感觉力量的大小，如果大可以按减弱，如果想加大能量就按右键，设备固定启动是60分钟，如果想增加时间按键按一下就改为180分钟，使用180分钟后设备就自动断电停止。如果想继续使用，就按中间启动按键。

第二步：

如果想使用三台设备，就把包装打开，每个设备的插头都插在同一个配电盘上，然后把所有使用的设备放在想使用的位置，然后调整大小，调整时间，更好的效果是几台设备都插到同一个配电盘，然后把所有设备全部停止关机，然后再用配电盘开机，这样多台设备都是同一时间开机效果会更佳。

第三步：

带上耳机，静静的听着各种声音的音波。

全身放松的躺在设备上，两只脚要放在设备中央音波发生器上。

国际美国太乙医学学院
生命波公司
qilifewave.com